


FICHA TECNICA



ASSUCRYL® MonoSlow, monofilamento, violeta, sintético absorbible

Monofilamento sintético absorbible PDO (Polidioxanona) violeta. Alta fuerza tensil inicial, de fácil manejo y suave paso a través de los tejidos. Retención de fuerza tensil cerca del 75 % después de 3 semanas.

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del producto | AssuCryl® MonoSlow monofilamento sintético absorbible |
| Fabricante | Assut Medical Ltda. |
| Ubicación del Fabricante | Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajicá, Cundinamarca, Colombia |
| Descripción del producto | Monofilamento sintético absorbible PDO, violeta o blanco |
| Color | Teñido violeta con colores aditivos aprobados por la FDA D+C violeta # 2 (ci60725) O sin teñir |
| Composición Química | Polydioxanona (PDO) |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Características Generales | Monofilamento sintético absorbible PDO (Polydioxanona), violeta o sin teñir. Alta fuerza tensil inicial fácil de manejar y suave al pasar a través de los tejidos. La fuerza de retención superior al 75% después de 3 semanas |
| Aplicación | AssuCryl® MonoSlow sutura sintética absorbible está indicada para usar en aproximación de todos los tipos de tejido blando, incluye el uso en pediatría cardiovascular donde se espera que haya crecimiento, y cirugía oftálmica |
| Absorción | La fuerza de retención es superior al 75% después de 3 semanas. Es esencialmente completa entre 180 y 210 días |
| Reacción en Piel / tejido | Moderada |
| Esterilidad | Con Gas Óxido de Etileno (EO) |
| Empaque | Empaque Primario: PET/PE Tyvek Empaque Secundario: Sobre de Aluminio |
| Tamaños | USP 7-0 a 2 |
| Vida Útil | 5 años |
| Almacenamiento | Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor, preferiblemente por debajo de 25 ° C. |
| Sistema - Producción | Según EN ISO 13485 |
| Otros | Assut AssuCryl® MonoSlow esta disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tipos y tamaños. Vea el Catálogo General "Assut sutures". Referencias Disponibles: MS43367 ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-35 75cm, MS43367N ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-35 90cm, MS4347 ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-38 x 75CM, MS4347N |

ASSUCRYL MONOSLOW 1 HRG-38 x 90CM, MS43366 ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-35 75cm, MS43366N ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-35 90cm, MS4346 ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-38 x 75CM, MS4346N ASSUCRYL MONOSLOW 0 HRG-38 x 90CM, MS4345 ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HRG-38 x 75CM, MS4345N ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HRG-38 x 90CM, MS43365N ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HRG-35 90cm, MS4255 ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HR-27 75cm, MS42455 ASSUCRYL MONOSLOW 2/0 HR-25 x 75CM, MS4254 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 HR-27 x 75CM, MS42454 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 HR-25 x 75CM, MS4564 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 TS-24 x 75CM, MS4554 ASSUCRYL MONOSLOW 3/0 TS-19 x 75CM, MS42453 ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 HR-25 x 75CM, MS4233 ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 HR-17 x 75CM, MS4553F ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 TS-19 x 45CM, MS453F ASSUCRYL MONOSLOW 4/0 TS-15 x 45CM, MS4232 ASSUCRYL MONOSLOW 5/0 HR-17 x 75CM,

Firma Director Técnico:

