


FICHA TECNICA



ASTRALEN/POLYESTER verde, trenzado, recubierto

Poliéster verde trenzado con una mejor resistencia tensil y seguridad en el nudo, siliconizado. Una moderna técnica de trenzado da a la hebra una suave y uniforme superficie que minimiza el trauma

Nombre del Producto	Astralen
Fabricante	Assut Medical Ltda
Ubicación del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Sutura quirúrgica no-absorbible, estéril
Color	Teñido de verde (D&C N° 6, CI 61565), Teñido en negro (negro de carbono C.I. 77266) o sin teñir
Composición Química	Hecho de polietileno tereftalato
Recubrimiento	El material es siliconizado como lubricante. También disponible sin recubrimiento
Características Generales	Astralen está disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas de acero inoxidable en varios tamaños y tipos y sin aguja. Astralen está disponible como sutura soporte en combinación con pledgets PTFE. Astralen Assut cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea (EP) para suturas estériles hechas de poliéster y la Farmacopea Americana (USP) para Suturas quirúrgicas no absorbibles
Aplicación	Astralen está diseñado para su uso en la adaptación de los tejidos blandos y/o ligadura, incluyendo neurocirugía, cirugía cardiovascular y oftalmológica
Absorción	No absorbible
Piel/Reacción Tisular	La sutura de Astralen puede provocar una ligera reacción inflamatoria en el tejido seguida de una lenta, progresiva encapsulado por tejido conectivo fibroso
Esterilidad	Por irradiación gamma (R) o por gas óxido de etileno (EO)
Empaque	Empaque primario y Secundario: Doble sobre hecho en PET/PE Tyvek
Tamaño	USP 7-0 a 5
Vida Util	5 años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor .
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Otros	Astralen Assut está disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tamaños y tipos. Vea en catálogos generales "Assut sutures". Referencias disponibles 3346 Astralen 0 HRG-38 75cm/ 3345 Astralen 2-0 HRG-38 75cm/ 3336 Astralen 0 HRG-27 75cm/ 3335 Astralen 2/0 HRG-27 75cm / 33366 Astralen 0 HRG-35 75cm / 33255 Astralen 2-0 HRG-35 75cm/ 32656 Astralen 0 HR-35 75cm/ 32655 Astralen 2-0 HR-35 75cm/33256 Astralen 0 HRG-25 75cm/ 33255 Astralen 2-0 HRG-25 75cm/ 32456 Astralen 0 HR-25 75cm/ 32455 Astralen 2/0 HR-25 75cm/ 3245 Astralen 2-0 HR-22 75cm/ 3244 Astralen 3-0 HR-22 75cm / 901 Astralen 4-0 2xHR-17 75cm / 901N Astralen 4-0 2xHR-17 90cm / 902 Astralen 3-0 2xHR-17 75cm / 902N Astralen 3-0 2xHR-17 90cm / 3875 Astralen 2-0 2xHR-17 75cm / 3875N Astralen 2-0 2xHR-17 90cm / 38854 Astralen 3-0 2xHR-25 75cm / 38854N Astralen 3-0 2xHR-25 90cm / 38855 Astralen 2-0 2xHR-25 75cm / 38855N Astralen 2-0 2xHR-25 90cm / 904 Astralen 2-0 2xHR-27 75cm / 3674 Astralen 3-0 HS-17 75cm / 3673 Astralen 4-0 HS-17 75cm / 3685 Astralen 2-0 HS-19 75cm / 3684 Astralen 3-0 HS-19 75cm / 3683 Astralen 4-0 HS-19 75cm / 3364 Astralen 3-0 HSR-18 75cm / 3363 Astralen 4-0 HSR-18 75cm.

Firma Director Técnico: _____