



FICHA TECNICA



SEDA negra, trenzada o virgen azul

Seda negra trenzada en un centro torcido para mayor fuerza tensil. Tratamiento con cera y nuevas técnicas de trenzado dando a la seda uniformidad, suavidad facilitando su manejo.

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre del producto | Seda |
| Fabricante | Assut Medical Ltda. |
| Ubicación Fabricante | Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia |
| Descripción del producto | Sutura Estéril, no absorbible hecha de seda natural |
| Color | Azul, color index N° 61658 Negro teñida con haematin, color index N° 75290 o 53185 Disponibile en azul, teñida con azul de metileno |
| Composición Química | Seda natural obtenida de la proteína orgánica conocida como fibroin. Esta proteína es extraída del capullo del gusano de seda Bombyx mori de la familia Bombycidae |
| Recubrimiento | Recubierta con cera o silicona |
| Características Generales | Las hebras elegidas para ser tejidas son separadas de su capa natural de pegamento y de cera. El tejido es siliconizado y teñido de negro La silicona y la cera hacen la seda capilar |
| Aplicación | La seda Assut esta diseñada para usar en la adaptación de tejidos blandos y/o ligación incluyendo neurocirugía, oftalmología y Cirugía cardiovascular |
| Absorción | No absorbible |
| Piel/Reacción tisular | La Seda causa una mínima, aguda, reacción inflamatoria en el tejido seguida de la encapsulación del tejido conectivo del hilo. Aunque la seda Assut no es absorbible, la progresiva degradación en el cuerpo da como resultado una pérdida de resistencia a la tracción. |
| Esterilidad | Por irradiación de rayos Gama (R) o por Gas oxido de etileno (EO) |
| Empaque | Empaque Primario y secundario: Doble sobre fabricado en PET/PE Tyvek |
| Tamaños | USP 10-0 a 3, 4 |
| Vida Útil | 5 Años |
| Almacenamiento | Manténgase en un lugar seco alejado de fuentes directas de calor. |
| Sistemas de Producción | Según EN-ISO 13485 |

Assut Medical Ltda

Nit 800.152.311-1

Vereda Canelón, Sector La Bajada

Finca La Victoria, Cajicá, Cundinamarca - Colombia

Assut sutures

Dirección de Correspondencia

Diagonal 2 Sur No. 11-99 Cajicá, Cundinamarca - Colombia

Tels. (+571) 866 1761 - 866 1762 - 883 7113


assut@assutmedical.net

Otros

La seda Assut esta disponible en diferentes grosores y largos con agujas de acero inoxidable de diferentes tamaños y tipos.

Ver el Catalogo general "Assut sutures" Referencias Disponibles 6256 SEDA 0 HR-27 75cm/ 6706 SEDA 0 HS-27 75cm / 6346 SEDA 0 HRG-38 75cm/ 62656 SEDA 0 HR-35 75cm/ 613 SEDA 0 HR-38 75cm / 60026 SEDA 0 PRECORTADA 10x75 / 6257 SEDA 1 HR-27 75cm / 62657 SEDA 1 HR-35 75cm/ 6277 SEDA 1 HR-38 75cm/ 60027 SEDA 1 PRECORTADA 10x75 / 62655 SEDA 2/0 HR-35 75cm / 6345 SEDA 2/0 HRG-38 75cm / 610 SEDA 2/0 HR-27 75cm/ 6705 SEDA 2/0 HS-27 75cm / 60025 SEDA 2/0 PRECORTADA 10x75 / 6845 SEDA 2/0 RS-58 75cm / 651 SEDA 2/0 TS-24 75cm / 651F SEDA 2/0 TS-24 45cm / 60024 SEDA 3/0 PRECORTADA 10x75 / 682 SEDA 3/0 PRECORTADA 5x75 / 6844 SEDA 3/0 RS-58 75cm / 648 SEDA 3/0 TS-19 75cm / 650 SEDA 3/0 TS-24 75cm / 650F SEDA 3/0 TS-24 45cm / 655 SEDA 3/0 TS-30 75cm / 609 SEDA 3/0 HR-27 75cm/ 604 SEDA 4/0 HR-17 75cm / 608 SEDA 4/0 HR-27 75cm / 60023 SEDA 4/0 PRECORTADA 10x75 / 645F SEDA 4/0 TS-12 45cm / 647 SEDA 4/0 TS-19 75cm / 649 SEDA 4/0 TS-24 75cm / 62353 SEDA 4/0 HR-20 75cm / 603 SEDA 5/0 HR-17 75cm / 646 SEDA 5/0 TS-19 75cm / 644F SEDA 5/0 TS-12 45cm / 6242 SEDA 5/0 HR-22 75cm/ 6532F SEDA 5/0 TS-15 45cm/ 6531F SEDA 6/0 TS-15 45cm / 6231 SEDA 6/0 HR-17 75cm / 643F SEDA 6/0 TS-12 45cm / 686686B SEDA 6/0 2xTSP7 45cm / 686687B SEDA 7/0 2xTSP7 45cm / 686688 SEDA 8/0 2xTSP7 45cm

Firma Director Técnico:



ASSUT MEDICAL LTDA.

Nit: 800.152.311 - 1