


# Assut sutures

of Switzerland

## FICHA TECNICA



**AssuCryl® MonoRapid, monofilamento, violeta o incoloro, sintético absorbible**

Monofilamento sintético absorbible PGCL (Polyglycolide-poly(e-caprolactone), violeta o incoloro (Blanco). Excelente manejo, paso suave a través de los tejidos. Resistencia de la fuerza tensil: 50% después de la 1ra semana y 0% después de la 3ra semana.

Nombre Genérico	Polyglycolide-poly(e-caprolactone)
Nombre Comercial	AssuCryl® MonoRapid
Fabricante	Assut Medical Ltda.
Ubicación del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajicá, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Sintético absorbible Monofilamento PGCL, violeta o incoloro (Blanco)
Color	Teñido violeta con aditivos de colores aprobados por la FDA D+C violeta # 2 (color index 60725) o incoloro (Blanco)
Composición	Polyglycolide-poly(e-caprolactone) (PGCL)
Recubrimiento	ninguno
Presentaciones	Suturas con aguja o sin aguja
Listado de productos / referencias	Diámetros hilo: desde USP 6-0 hasta -2 / E.P. 0.7 a 5 Longitud del hilo: desde 45cm hasta 90cm Agujas: con diferentes formas y tamaños de acero inoxidable
Características Generales	Monofilamento sintético absorbible, violeta o incoloro (Blanco) con alta fuerza tensil inicial, fácil manejo, y paso suave a través de los tejidos. Retención de la fuerza tensil: 50% después de la 1ra semana y 0% después de la 3ra semana.
Aplicación	AssuCryl® MonoRapid sintético absorbible estéril están indicadas en el cierre de tejidos blandos y/o ligadura, indicada cuando se requiere un soporte de la herida por corto tiempo y una rápida absorción. También es ideal para suturar la epidermis, cirugía plástica, episiotomía, sutura de las mucosas y cirugía conjuntival ocular.
Absorción	La absorción se completa después de cerca de 90-120 días luego de la implantación.
Reacción en Piel / tejido	Moderada
Esterilización	Gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Empaque Primario: PET/PE Tyvek Empaque Secundario: Sobre de Aluminio

Vida Útil	5 años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor, preferiblemente por debajo de 25 ° C.
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Otros	<p>Assucryl Monorapid Assut está disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tamaños y tipos.          Veá en catálogos generales "Assut sutures"</p> <p>Referencias Disponibles: MR4201F Assucryl Monorapid 6/0 HR-13 45cm, MR4233 Assucryl Monorapid 4/0 HR-17 75cm, MR4234 Assucryl Monorapid 3/0 HR-17 75cm, MR4232 Assucryl Monorapid 5/0 HR-17 75cm, MR4243 Assucryl Monorapid 4/0 HR-22 75cm, MR4244 Assucryl Monorapid 3/0 HR-22 75cm, MR4245 Assucryl Monorapid 2/0 HR-22 75cm, MR42454 Assucryl Monorapid 3/0 HR-25 75cm, MR42554 Assucryl Monorapid 3/0 HR-30 75cm, MR42555 Assucryl Monorapid 2/0 HR-30 75cm, MR42556 Assucryl Monorapid 0 HR-30 75cm, MR42557 Assucryl Monorapid 1 HR-30 75cm, MR42655 Assucryl Monorapid 2/0 HR-35 75cm, MR42656 Assucryl Monorapid 0 HR-35 75cm, MR42657 Assucryl Monorapid 1 HR-35 75cm, MR4335 Assucryl Monorapid 2/0 HRG-27 75cm, MR4335N Assucryl Monorapid 2/0 HRG-27 90cm, MR4336 Assucryl Monorapid 0 HRG-27 75cm, MR4336N Assucryl Monorapid 0 HRG-27 90cm, MR4337 Assucryl Monorapid 1 HRG-27 75cm, MR4337N Assucryl Monorapid 1 HRG-27 90cm, MR43365N Assucryl Monorapid 2-0 HRG-35 90cm, MR43365 Assucryl Monorapid 2-0 HRG-35 75cm, MR43366 Assucryl Monorapid 0 HRG-35 75cm, MR43366N Assucryl Monorapid 0 HRG-35 90cm, MR43367 Assucryl Monorapid 1 HRG-35 75cm, MR43367N Assucryl Monorapid 1 HRG-35 90cm, MR4345N Assucryl Monorapid 2-0 HRG-38 90cm, MR4345 Assucryl Monorapid 2-0 HRG-38 75cm, MR4346N Assucryl Monorapid 0 HRG-38 90cm, MR4346 Assucryl Monorapid 0 HRG-38 75cm, MR437N Assucryl Monorapid 1 HRG-38 90cm, MR4347 Assucryl Monorapid 1 HRG-38 75cm, MR47015 Assucryl Monorapid 2/0 HS-35 75cm, MR47015N Assucryl Monorapid 2/0 HS-35 90cm, MR47016 Assucryl Monorapid 0 HS-35 75cm, MR47016N Assucryl Monorapid 2/0 HS-35 90cm, MR43364 Assucryl Monorapid 3/0 HSR-25 75cm, MR43364N Assucryl Monorapid 3/0 HSR-25 90cm, MR43365 Assucryl Monorapid 2/0 HSR-25 75cm, MR43365N Assucryl Monorapid 2/0 HSR-25 90cm, MR43795 Assucryl Monorapid 2/0 HSR-35 75cm, MR43795N Assucryl Monorapid 2/0 HSR-35 90cm, MR43796 Assucryl Monorapid 0 HSR-35 75cm, MR43796N Assucryl Monorapid 0 HSR-35 90cm, MR43797 Assucryl Monorapid 1 HSR-35 75cm, MR43797N Assucryl Monorapid 1 HSR-35 90cm, MR4521F Assucryl Monorapid 6/0 TS-12 45cm, MR4521 Assucryl Monorapid 6/0 TS-12 75cm, MR4522F Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 45cm, MR4522 Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 75cm, MR4532F Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 45cm, MR4532 Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 75cm, MR4533F Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 45cm, MR4533 Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 75cm, MR4542F Assucryl Monorapid 5/0 TS-17 45cm, MR4542 Assucryl Monorapid 5/0 TS-17 75cm, MR4543F Assucryl Monorapid 4/0 TS-17 45cm, MR4543 Assucryl Monorapid 4/0 TS-17 75cm, MR4544F Assucryl Monorapid 4/0 TS-17 45cm, MR4544 Assucryl Monorapid 4/0 TS-17 75cm, MR4552F Assucryl Monorapid 5/0 TS-19 45cm, MR4552 Assucryl Monorapid 5/0 TS-19 75cm, MR4553F Assucryl Monorapid 4/0 TS-19 45cm, MR4553 Assucryl Monorapid 4/0 TS-19 75cm, MR4554F Assucryl Monorapid 3/0 TS-19 45cm, MR4554 Assucryl Monorapid 3/0 TS-19 75cm, MR4563F Assucryl Monorapid 4/0 TS-24 45cm, MR4563 Assucryl Monorapid 4/0 TS-24 75cm, MR4564F Assucryl Monorapid 3/0 TS-24 45cm, MR4564 Assucryl Monorapid 3/0 TS-24 75cm, MR4565F Assucryl Monorapid 2/0 TS-24 45cm, MR4565 Assucryl Monorapid 2/0 TS-24 75cm, MR4574F Assucryl Monorapid 2/0 TS-27 45cm, MR4575 Assucryl Monorapid 3/0 TS-27 75cm, MR4575 Assucryl Monorapid 3/0 TS-27 75cm, MR4585 Assucryl Monorapid 3/0 TS-30 75cm,</p> <p>MR4201WF Assucryl Monorapid Blanco 6/0 HR-13 45cm, MR4233W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 HR-17 75cm, MR4234W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HR-17 75cm, MR4232W Assucryl Monorapid Blanco 5/0 HR-17 75cm, MR4243W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 HR-22 75cm, MR4244W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HR-22 75cm, MR4245W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HR-22 75cm, MR42454W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HR-25 75cm, MR42554W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HR-30 75cm, MR42555W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HR-30 75cm, MR42556W Assucryl Monorapid Blanco 0 HR-30 75cm, MR42557W Assucryl Monorapid Blanco 1 HR-30 75cm, MR42655W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HR-35 75cm, MR42656W Assucryl Monorapid Blanco 0 HR-35 75cm, MR42657W Assucryl Monorapid Blanco 1 HR-35 75cm, MR4335W Assucryl</p>

Monorapid Blanco 2/0 HRG-27 75cm, MR4335WN Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HRG-27 90cm, MR4336W Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-27 75cm, MR4336WN Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-27 90cm, MR4337W Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-27 75cm, MR4337WN Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-27 90cm, MR43365WN Assucryl Monorapid Blanco 2-0 HRG-35 90cm, MR43365W Assucryl Monorapid Blanco 2-0 HRG-35 75cm, MR43366W Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-35 75cm, MR43366WN Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-35 90cm, MR43367W Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-35 75cm, MR43367WN Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-35 90cm, MR4345WN Assucryl Monorapid Blanco 2-0 HRG-38 90cm, MR4345W Assucryl Monorapid Blanco 2-0 HRG-38 75cm, MR4346WN Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-38 90cm, MR4346W Assucryl Monorapid Blanco 0 HRG-38 75cm, MR437WN Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-38 90cm, MR4347W Assucryl Monorapid Blanco 1 HRG-38 75cm, MR47015W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HS-35 75cm, MR47015WN Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HS-35 90cm, MR47016W Assucryl Monorapid Blanco 0 HS-35 75cm, MR47016WN Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HS-35 90cm, MR43364W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HSR-25 75cm, MR43364WN Assucryl Monorapid Blanco 3/0 HSR-25 90cm, MR43365W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HSR-25 75cm, MR43365WN Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HSR-25 90cm, MR43795W Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HSR-35 75cm, MR43795WN Assucryl Monorapid Blanco 2/0 HSR-35 90cm, MR43796W Assucryl Monorapid Blanco 0 HSR-35 75cm, MR43796WN Assucryl Monorapid Blanco 0 HSR-35 90cm, MR43797W Assucryl Monorapid Blanco 1 HSR-35 75cm, MR43797WN Assucryl Monorapid Blanco 1 HSR-35 90cm, MR4521WF Assucryl Monorapid Blanco 6/0 TS-12 45cm, MR4521W Assucryl Monorapid Blanco 6/0 TS-12 75cm, MR4522WF Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-12 45cm, MR4522W Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-12 75cm, MR4532WF Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-12 45cm, MR4532W Assucryl Monorapid 5/0 TS-12 75cm, MR4533WF Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-12 45cm, MR4533W Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-12 75cm, MR4542WF Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-17 45cm, MR4542W Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-17 75cm, MR4543WF Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-17 45cm, MR4543W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-17 75cm, MR4544WF Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-17 45cm, MR4544W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-17 75cm, MR4552WF Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-19 45cm, MR4552W Assucryl Monorapid Blanco 5/0 TS-19 75cm, MR4553WF Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-19 45cm, MR4553W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-19 75cm, MR4554WF Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-19 45cm, MR4554W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-19 75cm, MR4563WF Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-24 45cm, MR4563W Assucryl Monorapid Blanco 4/0 TS-24 75cm, MR4564WF Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-24 45cm, MR4564W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-24 75cm, MR4565WF Assucryl Monorapid Blanco 2/0 TS-24 45cm, MR4565W Assucryl Monorapid 2/0 TS-24 75cm, MR4574WF Assucryl Monorapid Blanco 2/0 TS-27 45cm, MR4575WF Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-27 45cm, MR4575W Assucryl Monorapid 3/0 TS-27 75cm, MR4585W Assucryl Monorapid Blanco 3/0 TS-30 75cm,

Firma Director Técnico:

