



Jeringas fotosensibles

Material	Volumen	Cono	Graduación	Estilo del cono de jeringa	Pcs/Cartón	Modelo No.
	5ml	Céntrico	0.2ml	Luer lock	1200	5ml
PP	10ml	Céntrico	0.2ml	Luer lock	800	10ml
Foto-Sensible	20ml	Céntrico	0.5ml	Luer lock	800	20ml
	50ml	Céntrico	2.0ml	Luer lock	300	50ml
	60ml	Céntrico	2.0ml	Luer lock	300	60ml